

hygusan FD

Produktinformation

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige alkoholfreie Oberflächendesinfektion mit bakterizider (levurizider und begrenzt viruzider) Wirkung. Zur Schnelldesinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen,

Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdeseinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

Sicherheitshinweise

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Lagerbedingungen: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Persönliche Schutzausrüstung: Augenschutz benutzen.
Handschutz: Handschutz benutzen.
Handschutz: Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan. Vor bzw. nach der Arbeit Hautschutz- bzw. Hautpflegemittel verwenden.
Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille (EN 166).
Haut- und Körperschutz: langärmlige Arbeitskleidung (DIN EN ISO 6530).
Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen.



Technische Informationen

Inhalt: 500 ml
Verpackung: PET-Flasche

BAuA: N-107541

Art.-Nr: 4262387720018
PZN 21104011

Zusammensetzung

In 100g sind als Wirkstoff enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Einwirkzeit

Wirkpektrum Belastung (hoch/niedrig)	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid mit Mechanik hoch	1 Minute	EN 13727
Levurozid mit Mechanik hoch	1 Minute	EN 13624
Bakterizid ohne Mechanik hoch	1 Minute	EN 13727 EN 13697
Levurozid ohne Mechanik hoch	1 Minute	EN 13624 EN 13697
Tuberkulozid hoch	60 Minuten	EN 14348
Begrenzt viruzid hoch	1 Minute	EN 14476
Begrenzt viruzid PLUS hoch	60 Minuten	EN 14476

